



Dubbelstickad sittdyna

Svårighetsgrad: medel

Garn: Lovikka, 2 färger

Stickor: 5½ mm

Storlek: liten rumpa, 35x24 cm (större rumpa, 50x35 cm)

Garnåtgång: liten ca 100 g av vardera färgen (här röd och blå), större ca 200 g av vardera färgen

Masktäthet: 11 maskor och 16 varv = 10x10 cm

Den här sittdynan stickas i dubbelstickning. Resultatet blir en röd sida och en blå sida, båda slätstickade. Sticka gärna in mönster med rött på den blå sidan (mönstret blir blått på den röda sidan). Om mönstret har ett jämnt antal maskor kan man istället lägga upp 40 (56) maskor för att kunna centrera det. Tänk på att mönstret blir spegelvänt på andra sidan så symmetriska mönster är att föredra.

Lägg upp 39 (55) maskor med en tråd vardera av röd och blå. Första och sista maskan (två trådar) på varje varv stickas rät med båda trådarna. Innanför kantmaskorna stickas så här: Den röda tråden i maskan stickas rät med rött, den blå tråden i maskan stickas avigt med blått – ha då den röda tråden *framför* den aviga maskan. Upprepa. På nästa varv har maskorna bara en tråd (förutom kantmaskorna). På det varvet stickas de blå maskorna räta och de röda avigt. Fortsätt på detta sätt, för varje rät maska stickas följande aviga maska i den andra färgen.

Sticka 37 (53) varv. Maska av genom att sticka båda sidornas maskor (en röd och en blå) tillsammans med båda trådarna. Använd eventuellt trådarna till att göra en fläta som man kan använda för att hänga upp dynan i när den ska torka.

Dynan kan också fillas. Lägg i så fall upp några maskor extra och sticka några fler varv eftersom dynan krymper vid filtning.